

SeptoAkcesoria

Od teraz. Na co dzień. Akcesoria Septodont.



SPIS TREŚCI

INSTRUMENTY

Septo Contact	4
Septo Compo Shape.....	6
Septo Cure.....	8

OPRACOWANIE I POLEROWANIE

Septo Discs	10
Septo Wheels PX.....	12
Septo Polisher.....	14
Septo Diamond Paste	16

MATRYCE

Septo Matrix Cervical.....	18
Septo Matrix Sectional.....	20

KLINY

Septo Wedges	22
---------------------------	----

INSTRUMENTY

SeptoContact

INSTRUMENT DO ODBUDOWY PUNKTU STYCZNEGO

WSKAZANIA

Narzędzia w dużym stopniu determinują właściwości użytkowe materiałów stomatologicznych. Dobrze dobrane instrumentarium wpływa na efektywność i ergonomię pracy dentysty. SeptoContact jest bardzo praktycznym w użyciu instrumentem zaprojektowanym do łatwiejszej oraz przede wszystkim powtarzalnej odbudowy punktów stycznych z kompozytów.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Gwarancja odbudowy perfekcyjnego punktu stycznego w powtarzalnym algorytmie „trzech kroków”.

- Możliwość wyboru instrumentu L do dużych ubytków oraz S do małych.
- Każde narzędzie posiada końcówkę dystalną i mezjalną.
- Instrumenty przewodzą światło.
- Nadają się do sterylizacji.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0105020018	SeptoContact: 2 instrumenty, każdy posiada końcówkę dystalną i mezjalną

SeptoContact
instrumenty



INSTRUMENTY

SeptoCompo Shape

SILIKONOWE KOŃCÓWKI DO MODELOWANIA KOMPOZYTÓW

WSKAZANIA

Silikonowe końcówki SeptoCompo Shape to świetny pomysł na przyjemne i zakończone gwarantowanym sukcesem modelowanie bezpośrednich oraz pośrednich wypełnień. Łatwość manipulacji, kontrola adaptacji kolejnych warstw oraz możliwość „okleźniania” każdego kompozytu pod kątem jego „klejenia się” to niekwestionowane zalety tych narzędzi. Każdy ruch tym instrumentem z łatwością wydobywa z kompozytu idealny, anatomiczny kształt wypełnienia. SeptoCompo Shape nadają się do sterylizacji, wraz z silikonowymi końcówkami.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Pozwalają uniknąć efektów linii między warstwami kompozytu, które mogą powstawać podczas stosowania techniki warstwowej.
- Zapewniają uzyskanie gładkiej powierzchni, co znacznie skraca czas ostatecznego opracowania i polerowania.
- Dostępne w dwóch wersjach z twardą i miękką końcówką, dla optymalnej pracy w zależności od twardości kompozytu.
- Kończówki są dostępne w 4 kształtach, co umożliwia dobranie ich do różnych przypadków klinicznych.



OPAKOWANIA

Kod	Opis
0105020019	SeptoCompo Shape: 2 instrumenty + 8 silikonowych końcówek (miękkie/twarde)
0105020020	SeptoCompo Shape Refill: 4 miękkie silikonowe końcówki
0105020021	SeptoCompo Shape Refill: 4 twarde silikonowe końcówki

SeptoCompo Shape
instrumenty



INSTRUMENTY

SeptoCure


INSTRUMENT POPRAWIAJĄCY SZCZELNOŚĆ ADHEZYJNYCH WYPEŁNIEŃ W REJONIE PRZYDZIAŚŁOWYM

WSKAZANIA

SeptoCure to narzędzie przeznaczone do poprawy adaptacji oraz zwiększenia efektywności polimeryzacji kompozytów, w trudno dostępnych dla światła rejonach. Nieszczelność wypełnień klasy II w okolicy dodziąsłowej ścian stycznych zostanie zasadniczo zminimalizowana wtedy, gdy lekarz wykorzysta instrument idealnie przewodzący światło lampy polimeryzującej oraz poprawiający adaptację kompozytu. Dzięki SeptoCure wypełnienie kompozytowe i system wiążący zostaną prawidłowo spolimeryzowane co oznacza, nie tylko szczelność brzeżną, ale uzyskanie pożądanych parametrów mechanicznych.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Stworzone w celu zapobiegania i minimalizacji nieszczelności brzeżnej materiałów kompozytowych w wypełnieniach klasy II.
- Nie przylegają do kompozytów podczas reakcji polimeryzacji.
- Przezroczyste instrumenty umożliwiają efektywniejsze utwardzanie kompozytu za pomocą światła przewodzonego przez ich końcówki.
- Ułatwiają osiągnięcie prawidłowej adaptacji kompozytu do dna ubytku.
- Nadają się do sterylizacji.



OPAKOWANIA

Kod	Opis
0105010002	SeptoCure: 2 instrumenty z 4 różnymi końcówkami

SeptoCure
instrumenty



OPRACOWANIE I POLEROWANIE

SeptoDiscs

KRĄŻKI DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA I POLEROWANIA WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH

WSKAZANIA

SeptoDiscs to krążki pozwalające uzyskać najważniejsze detale powierzchni: gładkość i połysk!

Odpowiedni zakres elastyczności: umożliwia dostęp do powierzchni stycznych oraz przedsionkowych.

Mniejsza grubość: ułatwia, a często w trudno dostępnych miejscach, po prostu umożliwia nadawanie kształtu powierzchni stycznych.

Wysokiej jakości efekt końcowy:

minimalna szorstkość powierzchniowa, wysoki połysk.

Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wygodne podczas manipulacji, trwałe i łatwe w aplikacji.
- System mandreli pop-on umożliwia błyskawiczne montowanie oraz odwracanie krążków.
- Ultradrobnopziarniste krążki, bardzo elastyczne i wszechstronne. Idealne do opracowania trudno dostępnych powierzchni.
- Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami, dostępne w rozmiarach 1/2" i 3/8" umożliwiają trafny, zindywidualizowany wybór.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0102000146	SeptoDiscs Kit: 120 różnych krążków + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2": 20xCoarse, 20xMedium, 20xFine, 20xExtra-Fine, ø 3/8": 10xCoarse, 10xMedium, 10xFine, 10xExtra-Fine)
0102000147	SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2": 50 krążków (15x Coarse, 15x Medium, 10x Fine, 10x Extra-Fine)
0102000148	SeptoDiscs Coarse Refill ø 1/2": 50 krążków
0102000149	SeptoDiscs Medium Refill ø 1/2": 50 krążków
0102000150	SeptoDiscs Fine Refill ø 1/2": 50 krążków
0102000151	SeptoDiscs Extra-Fine Refill ø 1/2": 50 krążków
0110000005	SeptoDiscs Mandrel: 1 szt.

SeptoDiscs

opracowanie i polerowanie



OPRACOWANIE I POLEROWANIE

SeptoWheels PX

IMPREGNOWANE KRAŻKI FILCOWE

WSKAZANIA

Wykonanie idealnego wypełnienia wymaga umiejętności, doskonałych materiałów i niezawodnego instrumentarium. Aby uzyskać wyjątkowy efekt końcowy polerowania nieodzownym elementem są krążki filcowe SeptoWheels PX!

Światło odbijając się lub załamując na powierzchni daje pożądané zjawisko naturalnego wyglądu odbudowy. Krążki filcowe SeptoWheels PX wykonane są z naturalnej wełny impregnowanej abrazyjną pastą polerską, aktywowaną kilkoma kroplami wody.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Znakomity efekt podczas końcowego polerowania, czyli naturalnie błyszczące powierzchnie.
- Gwarancja pięknych, białych i błyszczących zębów po zabiegach wybielania.
- Impregnowane ultra drobnoziarnistą, odwodnioną pastą polerską aktywowaną kilkoma kroplami wody.
- Dostępne w rozmiarze 9,5 mm.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0101010006	SeptoWheels PX*: 12 impregnowanych krążków filcowych + SeptoPlus Mandrel
0110010004	SeptoPlus Mandrel: 1 szt.

*wymagana SeptoPlus Mandrel

SeptoWheels PX

opracowanie i polerowanie



OPRACOWANIE I POLEROWANIE

SeptoPolisher


SILIKONOWE GUMKI DO KOMPOZYTÓW, GLASJONOMERÓW I AMALGAMATÓW

WSKAZANIA

SeptoPolisher oferuje skrócony algorytm postępowania klinicznego podczas pracy silikonowymi gumkami. W zależności od przyłożonej siły możliwe jest uzyskanie efektu końcowego opracowania i polerowania za pomocą tylko jednego narzędzia. Przyłożenie większej siły intensyfikuje efektywności fazy opracowania końcowego. Aby uzyskać oczekiwaną jakość polerowania, należy użyć mniejszej siły, co prowadzi do otrzymania gładkiej oraz błyszczącej jak szkliwo powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jedna gumka wystarczy dla uzyskania pożądanego efektu końcowego opracowania oraz polerowania wypełnienia, zapewniając oszczędność czasu oraz materiału podczas procedury.
- Gumki wyróżniają się dużą wytrzymałością i służą do wielokrotnego użytku, nadają się do sterylizacji.
- Dostępne w 3 rozmiarach: stożka, tarczy i kielicha.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0100000010	SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 szt. + SeptoPlus Mandrel (3x stożek, 3x tarcza, 2x kubeczek)
0100000011	SeptoPolisher* Refill: 8 szt. stożków + SeptoPlus Mandrel
0100000012	SeptoPolisher* Refill: 8 szt. tarczy + SeptoPlus Mandrel
0100000013	SeptoPolisher* Refill: 8 szt. kielichów + SeptoPlus Mandrel
0110010004	SeptoPlus Mandrel: 1 szt.

*wymagana SeptoPlus Mandrel

SeptoPolisher

opracowanie i polerowanie



OPRACOWANIE I POLEROWANIE

SeptoDiamond Paste

DIAMENTOWA PASTA POLERSKA

WSKAZANIA

SeptoDiamond Paste to diamentowa pasta polerska przeznaczona do końcowego polerowania oraz uzyskania najwyższej jakości estetyki rekonstrukcji bezpośrednich i pośrednich. Zapewnia niezrównany połysk szkliwa, ceramiki, kompozytów, amalgamatów oraz powierzchni metali. Zalecana jest do stosowania z krążkami filcowymi SeptoWheels PX.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Uzyskanie wysokiego połysku oraz efektu naturalnej barwy materiałów odtwórczych i szkliwa.
- Możliwość wykorzystania w gabinecie stomatologicznym i laboratorium.
- Ekstra drobnoziarnisty piasek (1- 2 mikrony).
- Wysoka rozpuszczalność w wodzie, więc pozostałości są łatwe do usunięcia.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0101060003	SeptoDiamond Paste: 2g strzykawka

SeptoDiamond Paste

opracowanie i polerowanie



MATRYCE

SeptoMatrix Cervical

SYSTEM PRZEZROCZYSTYCH KSZTAŁTEK PRZEZNACZONYCH DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY V

WSKAZANIA

Kształtki przyszyjkowe SeptoMatrix Cervical są doskonałą pomocą podczas modelowania kompozytów. Doświadczeni praktycy są pragmatyczni w swych wyborach i dlatego doceniają tylko wyjątkowej jakości akcesoria i instrumenty. Zestaw formówek obejmuje pięć elastycznych kształtek w różnych rozmiarach. Zapewniają wygodę pracy, skrócenie czasu modelowania oraz doskonałą adaptację w okolicy brzegu podziąsłowego.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dzięki różnym rozmiarom formówki mogą one być łatwo dostosowane do wszystkich ubytków klasy V.
- Kompozyty są utwardzane światłem przez przezroczystą kształtkę, dzięki czemu uzyskuje się gładką powierzchnię, co znacząco ogranicza konieczność opracowywania i ułatwia polerowanie.
- Nie przykleja się do kompozytów i glasonomerów.
- Nadają się do sterylizacji.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0105040016	SeptoMatrix Cervical: 2 instrumenty + 10 kształtek (2x Extra-Large, 2x Large, 2x, Medium, 2x Small, 2x Extra-Small)
0105040017	SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 kształtek (10x Extra-Large, 10x Large, 10x Medium, 10x Small, 10x Extra-Small)
0105040018	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Large
0105040019	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Large
0105040020	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Medium
0105040021	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Small
0105040022	SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Small

SeptoMatrix Cervical

matryce



SeptoMatrix Sectional

ANATOMICZNE KSZTAŁTKI CZĘŚCIOWE WRAZ ZE WZMOCNIONYMI PIERŚCIENIAMI DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY II

WSKAZANIA

System SeptoMatrix Sectional jest przeznaczony do rekonstrukcji ubytków klasy II. Zapewniają najdogodniejsze z możliwych warunków, do precyzyjnego odtworzenia punktów styecznych i uzyskania naturalnej anatomii zęba.

Pierścienie są wyposażone w trójkątne silikonowe końcówki dla uzyskania idealnej adaptacji kształtki. Wzmocnienie zapewnia kontrolowaną siłę podczas separacji – pierścień twardy (niebieski) lub pierścień miękki (różowy), większą stabilność podczas wykonywania zabiegu oraz zwiększoną trwałość pierścienia.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wzmocnienie wykonane z trwałego materiału.
- Unikalny projekt: zapewnia stabilizację, umożliwia bezpieczne otwieranie za pomocą kleszczy.
- Łatwe, szybkie i wygodne zakładanie dzięki systemowi pierścieni, które zastępują typowe napinacze.
- Anatomiczne kształtki są dostępne w 3 różnych rozmiarach dla dywersyfikacji adaptacji w różnych przypadkach klinicznych.
- Pierścienie wraz z silikonowymi końcówkami nadają się do sterylizacji.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0103020150	SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 kształtek (30x Large, 40x Medium, 30x Small) + 2 pierścienie (twardy i miękki) + 14 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020151	SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small) + 2 pierścienie (twardy i miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020152	SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (twardy) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020153	SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020154	SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small)
0103020155	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Large
0103020156	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Medium
0103020157	SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Small
0103020158	SeptoMatrix Sectional trójkątne silikonowe końcówki: 50 szt.



SeptoMatrix Sectional
matryce

KLINY

SeptoWedges

ANATOMICZNE KLINY DREWNIANE

WSKAZANIA

Jednym z wymogów procedury wykonania wypełnienia jest odtworzenie kształtu anatomicznego. Wiąże się to z koniecznością wykorzystywania metod i narzędzi, które zwiększając efektywność zabiegu, czynią go wysoce powtarzalnym. Kliny są właśnie takim elementem, wpisanym na stałe w algorytm pracy dentysty.

nr	wysokość	szerokość	długość
1	2,2 mm	1,4 mm	12 mm
2	2,2 mm	1,4 mm	13 mm
3	2,2 mm	1,6 mm	14 mm
4	2,2 mm	1,6 mm	15 mm
5	2,5 mm	2,0 mm	16 mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Anatomicznie ukształtowane dla lepszego dopasowania do przestrzeni stycznych i lekkiego odseparowania sąsiednich zębów.
- Dostępne w 5 rozmiarach oznaczonych kolorami.



OPAKOWANIE

Kod	Opis
0104020014	SeptoWedges Assorted: 100 szt. (30x żółte, 20x zielone, 20x czerwone, 20x fioletowe, 10x naturalne)
0104020015	SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny żółte
0104020016	SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny zielone
0104020017	SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny czerwone
0104020018	SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny fioletowe
0104020019	SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny naturalne

SeptoWedges
kliny



www.akcesoriaseptodont.pl



Septodont Polska sp. z o.o.

ul. Taneczna 18 A, 02-829 Warszawa

tel.: +48 22 545 89 50

www.septodont.com.pl